
# GF. glove factory

GF. color glove

TEXTILE HANDSCHUHE FÜR HANDPROTHESEN







Die textilen Handschuhe **GF. color gloves** sind aus einem hochelastischen Polyamid/Lycra®-Gestrick gefertigt und deshalb besonders für hochbewegliche Handprothesen mit Einzelfingerbeweglichkeit geeignet. Diese können als Schutz vor Verschmutzung über der Prothesenhand getragen werden. Das zweiteilige Handschuhsystem besteht aus einem Unterhandschuh und einem einfarbigen Oberhandschuh. Die **GF. color gloves** sind speziell auf die Maße der VINCENT-Handprothesen angepasst. Darüber hinaus sind aber auch Sonderanfertigungen für Partialhandprothesen oder Prothesen anderer Hersteller möglich.

## Die Eigenschaften

- Farbe schwarz (andere Farben auf Anfrage).
- Material: Polyamid-Lycra®-Gestrick.
- Rutschhemmende Handinnenfläche im Wabendesign.
- Handschuhsystem besteht aus einem Unterhandschuh und einem Oberhandschuh.
- Schutz vor Spritzwasser und Verschmutzung durch wasserabweisende Imprägnierung.
- Die Oberhandschuhe sind in fünf Längen und mit unterschiedlichem Armumfang verfügbar.

#### Die Vorteile

- Die hohe Elastiziät des textilen Handschuhs ermöglicht die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Prothese.
- Minimale Faltenbildung, da sich das Textil an die Prothese vorgespannt anlegt.
- Einfacher Handschuhwechsel.
- Waschbar.

## Zusätzliche Optionen

Individuelle Anpassung des Handschuhs für Partialhandsysteme.

### Haltbarkeit

Je nach Nutzungsgrad kann ein Handschuh 2-8 Wochen getragen werden.







