

GF. glove factory

GF. color glove

TEXTILE HANDSCHUHE FÜR HANDPROTHESEN



GF glove factory GmbH | Albert-Nestler-Str. 28-30 | 76131 Karlsruhe

Tel.: +49 721 161 784 62 | info@glovefactory.de

www.glovefactory.de



Die textilen Handschuhe **GF. color gloves** sind aus einem hochelastischen Polyamid/Lycra®-Gestrick gefertigt und deshalb besonders für hochbewegliche Handprothesen mit Einzelfingerbeweglichkeit geeignet. Diese können als Schutz vor Verschmutzung über der Prothesenhand getragen werden. Das zweiteilige Handschuhsystem besteht aus einem Unterhandschuh und einem einfarbigen Oberhandschuh. Die **GF. color gloves** sind speziell auf die Maße der VINCENT-Handprothesen angepasst. Darüber hinaus sind aber auch Sonderanfertigungen für Partialhandprothesen oder Prothesen anderer Hersteller möglich.

Die Eigenschaften

- Farbe schwarz (andere Farben auf Anfrage).
- Material: Polyamid-Lycra®-Gestrick.
- Rutschhemmende Handinnenfläche im Waben-
design.
- Handschuhsystem besteht aus einem Unterhand-
schuh und einem Oberhandschuh.
- Schutz vor Spritzwasser und Verschmutzung durch
wasserabweisende Imprägnierung.
- Die Oberhandschuhe sind in fünf Längen und mit
unterschiedlichem Armumfang verfügbar.

Die Vorteile

- Die hohe Elastizität des textilen Handschuhs ermög-
licht die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der
Prothese.
- Minimale Faltenbildung, da sich das Textil an die Pro-
these vorgespannt anlegt.
- Einfacher Handschuhwechsel.
- Waschbar.

Zusätzliche Optionen

- Individuelle Anpassung des Handschuhs für Partialhandsysteme.

Haltbarkeit

- Je nach Nutzungsgrad kann ein Handschuh 2-8 Wochen getragen werden.

