

VINCENTpartial passive

Passive Einzelfinger und Daumen

VINCENTpassive thumb

fünf verschiedene Längen

VINCENTpassive finger

sechs verschiedene Längen

ein Freiheitsgrad

zwei Freiheitsgrade

Friktion einstellbar
(Daumenrotation)



äußerst robust | einfaches Positionieren | in drei Farben erhältlich



made in Germany

www.vincentssystems.de

Telefon: +49 721 16178462 (Mo bis Fr 9-16 Uhr)
Fax: +49 721 16178463 | info@vincentssystems.de

Vincent Systems GmbH | Breite Straße 155 | 76135 Karlsruhe | Deutschland

Copyright © Vincent Systems GmbH

Modulares passives Partialhandsystem



Einfache Positionierung

Stufenweise Positionierung: Ziehen, Position ändern, loslassen. Stufenlose Daumenrotation (Zur Rotation benötigte Kraft ist einstellbar).

Äußerst robust

Das Gelenk ist aus Edelstahl und hochfester Aluminium-Legierung gefertigt. Die Finger sind vollständig korrosionsbeständig.

Drei verschiedene Farben



Die Fingerkuppen aus schmutzunempfindlichem HTV-Silikon, in jeder Länge in den Farben: black ● white ○ natural ●

VINCENTpassive thumb

Der Daumen kann mit Rahmenelementen entweder einzeln oder mit aktiven Partialfingern in den Schaft integriert werden.

VINCENTpassive finger

Mithilfe eines kreuzförmigen Rahmenelements sind die Finger sehr einfach in den Schaft integrierbar.



Den VINCENTpassive finger und den VINCENTpassive thumb gibt es auch in einer deutlich robusteren Variante ohne merkliche Gewichtserhöhung.