






Größen- und Gewichtstabelle VINCENTyoung3+



VINCENTyoung3+



HANDGELENKSOPTIONEN MIT EINGUSSRING/-PLATTE

<p><i>VINCENTwrist quicksnap</i> <i>Lamination ring coaxial 6</i></p>  <p>32 mm 3 mm</p>	Gesamtlänge	166 mm
<p><i>VINCENTwrist quicksnap + flexion</i> <i>Lamination ring coaxial 6</i></p>  <p>51 mm 3 mm</p>	Gesamtlänge	185 mm
<p><i>VINCENTwrist short</i> <i>Transcarpal radial 4</i></p>  <p>11 mm</p>	Gesamtlänge	142 mm
<p><i>VINCENTwrist short + flexion</i> <i>Transcarpal radial 4</i></p>  <p>30 mm</p>	Gesamtlänge	161 mm
	Gesamtgewicht	ca. 391 g
	Gesamtgewicht	ca. 436 g
	Gesamtgewicht	ca. 347 g
	Gesamtgewicht	ca. 387 g