

Modulares Eigenkraft Partialhandsystem

Einfache Positionierung

Positionierung des Fingers über Seilzug durch Flexion im MCP- bzw. Palmarflexion im Handgelenk.

Äußerst robust

Das Gelenk ist aus Edelstahl und hochfester Aluminium-Legierung gefertigt. Die Finger sind vollständig korrosionsbeständig.

Individualisierbar

Die Fingerkuppen aus schmutzunempfindlichem HTV-Silikon, in jeder Länge in den Farben: schwarz ● weiß ●


passives Gelenk

Eigenkraft 2-Gelenk-Finger
zwei verschiedene Längen

Seilzug



1-Gelenk-Finger



2-Gelenk-Finger

