


Größen- und Gewichtstabelle VINCENTyoung3+



VINCENTyoung3+



HANDGELENKSOPTIONEN MIT EINGUSSRING/-PLATTE		
<p>VINCENTwrist quicksnap VINCENTring_koaxial_6</p>	Gesamtlänge	166 mm
	Gesamtgewicht	ca. 391 g
<p>VINCENTwrist quicksnap + flexion VINCENTring_koaxial_6</p>	Gesamtlänge	185 mm
	Gesamtgewicht	ca. 436 g
<p>VINCENTwrist short VINCENTtranscarpal_radial_4</p>	Gesamtlänge	142 mm
	Gesamtgewicht	ca. 347 g
<p>VINCENTwrist short + flexion VINCENTtranscarpal_radial_4</p>	Gesamtlänge	161 mm
	Gesamtgewicht	ca. 387 g